光透過式遠心沈降法による粒子径測定装置の開発

高分解能測定事例の紹介

山口哲司

1 はじめに

ナノテクノロジーにより生み出されたさまざまなナノ 粒子材料,特に大きさが100 nm 以下の粒子(いわゆる ナノ粒子)が様々な用途で生成されている¹⁾。粉体工学 の分野では,液中分散ナノ粒子のサイズ分布は,簡便に 測定できる動的光散乱法²⁾(Dynamic Light Scattering, 以下 DLS という)で測定されることが多い。この方法 では,分布幅の狭い単分散サンプルの測定精度は優れて いるものの,分布幅の広いサンプルの場合,逆問題を解 く粒子径算出演算の特性上,分布幅の測定精度が低い欠 点がある。また,分布幅の広いサンプルでは,様々な粒 子径の粒子が混在しているため,小粒子が大粒子の影に 隠れてしまう現象や,大粒子の散乱光強度が小粒子のそ れより粒子径比の6乗倍で大きいことから,小粒子の 存在が過少評価されてしまう現象などにより粒子径分布 を正確に測定できない場合がある。

技術紹介

一方,光透過式遠心沈降法³⁾(Disc Centrifugal Photosedimentometry,以下 DCP という)では,測定する サンプル中に様々な粒子径の粒子が混在していても,粒 子の質量に依存した沈降速度で沈降するため,重い粒子 は速く,軽い粒子は遅く沈降する。つまり,均一の密度 を持つ粒子において,粒子径の大きい粒子から小さな粒 子に並び直すように分級されながら沈降していく。この 大きさ順で落ちてくる粒子の濃度を光の透過率を使って 求めるため,先に述べた DLS のような問題は生じず, 分布幅精度・分解能が高い粒子径分布を測定することが 可能になる。今回開発した光透過式遠心沈降法の粒子径 分布測定装置を用い,多峰性サンプルや分布幅の広いサ ンプルなどを測定し,結果を評価したので報告する。

2 実 験

2・1 サンプル

装置を評価するためのサンプルとして, Thermo Fisher Scientific (以下 TFS という。) 社製の単分散シ リカ標準粒子と Sigma-Aldrich (以下 SA という。) 社 製の単分散シリカ標準粒子, TFS 社製単分散ポリスチ レンラテックス (Polystyrene latex, 以下 PSL という)

表 1 シリカ粒子(**TFS** 社製)情報

カタログ番号	8050	8070	8100	8150
公称径(µm)	0.5	0.7	1.0	1.5
値付径(µm)	0.48 ± 0.02	0.73 ± 0.02	0.99 ± 0.02	1.57 ± 0.02
粒子密度 (kg/m ³)	1830	1980	2010	2180
演算用粒子 密度(kg/m ³)	2000	2000	2000	2000
屈折率	1.45	1.45	1.45	1.45
濃度(%)	2	2	2	2

表 2 シリカ粒子(SA 社製)情報

カタログ番号	56799	56796	56798	44054
公称径(µm)	0.15	0.5	1.0	5.0
値付径 (µm)	0.15 ± 0.01	0.49 ± 0.02	1.04 ± 0.04	4.83 ± 0.19
粒子密度 (kg/m ³)	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000
演算用粒子 密度(kg/m ³)	1900	1900	1900	1900
屈折率	1.45	1.45	1.45	1.45
濃度(%)	5	5	5	5

標準粒子とTFS 社製で3種の単分散 PSL 粒子が,指 数等間隔の粒子径を持つ粒子が等量比率で混合されてい る TFS 社製 Tri-Modal Picket Fence PSL (以下 TPF -PSL という。)粒子, CMP スラリーとして市販されて いる分布幅を持つ Chemical Mechanical Polishing (以 下 CMP という。)用シリカ粒子を準備した。粒子密度 は 1980 kg/m³,屈折率 1.45 である。表1 に NIST ト レーサブルの TFS 社製の4種類の単分散シリカ粒子の 情報を示す。表2 に NIST トレーサブルの SA 社製の4 種類の単分散シリカ粒子の情報を示す。

表3にNIST トレーサブルのTFS 社製の5 種類の PSL 粒子の情報を示す。表4にNIST トレーサブルの TFS 社製のISO 評価サンプルTPF-PSL 粒子の情報を 示す。

密度勾配水は、富士フイルム和光純薬製試薬特級スク

 表3
 PSL 粒子 (TFS 社製) 情報

 カタログ 番号
 4011A
 4013A
 4016A
 4018A
 4202A

 公称径
 1.1
 1.2
 1.6
 1.8
 2.0

公称径 (µm)	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0
値付径 (μm)	1.10 ± 0.02	1.36 ± 0.02	1.59 ± 0.02	1.75 ± 0.02	2.02 ± 0.02
粒子密度 (kg/m ³)	1050	1050	1050	1050	1050
屈折率	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
濃度 (%)	1	1	1	1	1

表 4 TPF-PSL 粒子(TFS 社製)情報

名 称	Tri-Modal Picket Fence Sample Log-Spaced, Monodisperse PSL		
値付径 (μm)	1.59	2.50	4.00
粒子密度(kg/m ³)	1050	1050	1050
屈折率	1.58	1.58	1.58
粒子濃度(%)	0.5		
濃度(%)	33.3	33.3	33.3

ロースを、純水装置(ヤマト科学社製WE21)にて得 た純水(比抵抗値263kΩm)にて希釈した水溶液を作 成した。シリカ粒子測定時は8~24%の密度勾配層を 使用し、PSL粒子測定時は2~6%の密度勾配層を使 用した。演算時には粒子が沈降する範囲に存在するショ 糖溶液の平均密度と平均粘度を使用し、密度・粘度・屈 折率はすべて温調温度30℃で校正された値を使用して いる。

2.2 光透過式遠心沈降法

使用した DCP 装置は、堀場製作所製遠心式ナノ粒子 解析装置 Partica CENTRIFUGE で図1(左)である。 図1(右)にオプションの密度勾配フラクショネータを 示す。

光源には LED を搭載し、検出器はフォトダイオード を搭載している。ディスクロータは、アルミニウム製で 外径約 200 mm、リファレンス用セルとサンプル用セル をセットするポートを持ち、このセルポートに、セルと セルキャップとセルカップをセットにしたセルユニット を装着する構造である。セルは、角型のアルミニウム製 で外径寸法は約 15(D)×約 16(W)×約 35(H) mm,光 が透過する部分に窓を設けて、光学ガラス窓材をシール して使用している。セルキャップとセルカップはポリア セタール樹脂を使用している。セルキャップは、溶媒の 漏れ防止と打ち込みサンプル用の格納部としての機能を 両立している。また、セルカップは、セルを格納保護 し、発生する遠心力に耐える緩衝材的機能を有する。セ PORTICO HORBONA NO 1 Partica CENTRIFUGE (左),密度勾配フラクショネー

図 1 Partica CENTRIFUGE (左),密度勾配フラクショネー タ(右)



図2 ブロックダイアグラム

ルのマド部中心が検出位置で、この検出位置の上下に光 源と検出器の光軸が合致する構造となっている。測定方 法は、一様沈降法とラインスタート法の両法を同じ光学 系で、同じセルを使用して計測できるようになってい る。ロータの回転制御は、停止状態から18000 rpm ま では定加速度制御、18000 rpm に到達後は一定速で整定 制御する。この最大回転数18000 rpm での遠心力は 30000×gである。ロータの回転摩擦による温度上昇を 抑えるため、ロータを囲むチャンバー外周を冷凍器から の冷却配管が巻き付けてあり、セル内の液温が30℃一 定になるように温度調整を行っている。すべての制御は ソフトウェアからの指示で行うとともに、検出器からの 信号は、プリアンプで増幅され、AD 変換されたのち PC ヘデータを転送される。図2 にブロックダイアグラ ムを示す。

ラインスタート法での測定時は、オプションの密度勾 配フラクショネータを使用する。図3に密度勾配フラ クショネータの前パネル部を示す。左側のボトルに低濃 度側のショ糖水溶液を、右側のボトルに高濃度側のショ 糖水溶液を入れて、吸入パイプを差し込み、ショ糖水溶 液を吸入し、チュービングポンプを経由してミキシング ユニットに導かれ、混合された水溶液はノズルから排出 される。ノズルは、セルの底面に接地するようにセット される。二つのチュービングポンプは、装置制御部で回 転数制御を行う。左のポンプスピードは最大速度から徐



々に減速し停止へ、右のポンプスピードは停止から徐々 に加速する。速度設定は 11 段階で制御する。これによ り、低濃度水溶液から順番に高濃度水溶液に切り替え て、セルの底へ注入することで、低濃度、すなわち低密 度の液が上へ、高濃度、すなわち高密度の液が下へ層を 作る。最後にノズルを抜くと、連続 11 層の密度勾配液 ができあがる。

2·3 演算処理

本装置は液相沈降法を基本とし、光透過法による測定 を行う。これは、Stokesの沈降式および吸光度と粒子 濃度との比例関係を組み合わせた測定法である。詳細は、 ISO 13318-2:2007³⁾に記載されている。密度 p_0 kg/ m³、粘度係数 η_0 Pa・s をもつ溶媒中に存在する粒子径 Dm、密度 ρ Pa・sの粒子は、沈降距離 h m、回転中心 から測定点までの距離 r m、回転角速度 ω radians/s に より、Stokesの沈降式式(1)に従って、速度 Vm/s で 沈降する。

$$V = \frac{1}{18} \times \frac{(\rho - \rho_0) h^2 \cdot \omega^2 \cdot r}{\eta_0} \times D^2 \cdots \cdots \cdots \cdots (1)$$

本装置の測定方法は、一様沈降法とラインスタート法 の2方法の選択が可能である。比較的希薄な分散液を そのままで測定する場合は、再現性精度の良い一様沈降 法で測定することを推奨する。一様沈降法では、ブラン ク測定を行った後、サンプル測定を行う。一方、比較的 高濃度の分散液をそのままで測定する場合は、高分解能 測定が可能であるラインスタート法で測定することを推 奨する。ラインスタート法では、校正測定を行った後、 サンプル測定を行う。ラインスタート法用のセルキャッ プにはサンプル注入口があり、測定準備としてここに所 定量である2~10 µLの校正サンプルや測定サンプルを 注入する。ロータが回転を始めると同時に、サンプルは 遠心力によって密度勾配液の最上層に打込まれる構造を 持つ。ロータは反時計回りに回転し、両セルが交互に LED 光源と検出器との光束を通過するように構成され ている。リファレンスセルが通った時の光量をIr(t), サンプルセルが通った時の光量をIs(t),回転開始時間t=0から測定終了時t=endまで計測する。回転中心か 液面までの距離を x_1 m,回転中心から検出面までの距 離を x_2 m, ω_0 radians/s は立ち上がり時の回転角速度, α radians/s² は立ち上がり時の加速度を表す。測定後, 得られた $Is(t) \geq Ir(t)$ から式(2)によって吸光度ABS(t)を求める。

$$ABS(t) = -\log\left(\frac{I_s(t)}{I_r(t)}\right) \cdots (2)$$

2.4 粒子径分布演算

式(3)より、横軸の時刻 t を対応する粒子径 D(t)に変換し、縦軸を ABS(t)から頻度%に変換することで面積基準の粒子径分布が得られる。体積基準の粒子径分布への変換は、ABS(t)×D(t)で算出される。ラインスタート法では、粒子が沈降する範囲に存在するショ糖溶液の平均密度と平均粘度を使用し、密度・粘度・屈折率はすべて温調温度で校正された値を使用している。

$$D(t) = \sqrt{\frac{18\eta_0 \ln (x_2/x_1)/1000}{(\rho - \rho_0) (1/3\alpha^2 t^3 + \omega_0 \alpha t^2 + 1/3\omega_0^2 t)}}$$

$$(0 \le t \le t')$$

$$= \sqrt{\frac{18\eta_0 \ln (x_2/x_1)/1000}{(\rho - \rho_0) (1/3\alpha^2 t'^3 + \omega_0 \alpha t'^2)}}$$

$$+ 1/3\omega_0^2 t' + \omega_{\max}^2 (t - t'))}$$

$$(t' \le t) \cdots (3)$$

演算処理の補正係数として,希釈効果を補正する KAMAC 補正,粒子の屈折率と粒子径による消光係数 を補正する吸光度補正,平滑化処理,演算範囲限定処 理,乱流補正,粒子形状補正,空隙率補正などの補正処 理が選択できるようになっている。

3 結果と考察

3·1 実験結果

DCP 装置の評価のために,単分散標準粒子を使って 分解能を評価し,分布の広いシリカスラリーを使って測 定再現性・性能を評価した。

表1に示す4種類の粒子径を持つ単分散シリカ粒子 を1滴ずつ試験管に滴下し、この混合液から10μLサ ンプリングしてラインスタート法にて測定を行った結果 が図4の体積基準分布である。校正は、カタログ No. 8100の1.0μm粒子にて行った。また、4種類のシリカ の密度がそれぞれ異なるため、演算には、平均値2000 kg/m³を使用した。結果はグラフ内に記載している通 りで、測定径はモード径で、(値付径)は平均径である。 混合液を測定したにもかかわらず、4ピークに再度分離 し、それぞれの測定径は値付径によく一致していること がわかる。







図 5 4 種混合シリカ粒子 (SA 社製)体積基準分布 [データラベル値:測定径(値付径)]

表2に示す4種類の粒子径を持つシリカ粒子を1滴 ずつ試験管に滴下し、この混合液を10μLサンプリン グして測定を行った結果が図5の体積基準分布であ る。校正は、カタログ No. 8100の1.0μm 粒子にて 行った。4種のシリカ粒子の密度が一定値でないため、 演算には、粒子密度1900 kg/m³を使用した。結果はグ ラフ内に記載している通りである。測定径と(値付径) はともに平均径である。混合液を測定したにもかかわら ず、4ピークに再度分離し、測定径は値付け径によく一 致していることがわかる。公称径5μm 粒子の測定径が やや小さいが、密度値が不明であり絶対値の議論は避け たい。

表3に示す5種類の粒子径を持つ単分散 PSL 粒子を 1滴ずつ試験管に滴下し、この混合液から10μL サンプ リングしてラインスタート法にて測定を行った結果が図 6の体積基準分布である。校正は、カタログ No. 4010A の公称径1.0μm 粒子にて行った。結果はグラフ内に記 載している通りで、測定径はモード径で、(値付径)は 平均径である。混合液を測定したにもかかわらず、1か ら2μmの間に5ピークが確認でき、分解能の高さを証 明している。さらに、測定径は値付径によく一致してい ることがわかる。測定値の差異は、モード径と平均径の 差に起因するものと考える。



図 6 5 種混合 PSL 粒子 (TFS 社製)体積基準分布 [データラベル値:測定径(値付径)]



図7 TPF-PSL 粒子(TFS 社製)体積基準分布
 [データラベル値:測定径(値付径),測定濃度(値付濃度)]

表4に示す3種類の粒子径を持つTPF-PSL粒子を 10 μL サンプリングして測定を行った結果が,図7の体 積基準分布である。校正は、カタログ No. 4010A の 1.0 μm 粒子にて行った。結果はグラフ内に記載している通 りで、測定径と(値付径)はともに平均径である。本サ ンプルは、3種類の粒子を粒子濃度33.3%ずつの混合 したものであり、測定結果から体積基準分布のピーク面 積比から粒子濃度を算出すると、30.8/37.1/32.1%で あった。混合液を測定したにもかかわらず、3ピークに 再度分離し、それぞれの測定径は公称径にほぼ一致して いるとともに、混合比もかなり近い値を示していること がわかる。

CMP 用シリカ分散液を純水で吸光度が約1となるように希釈し、一様沈降法にてサンプルを作り直しながら 再現性確認試験(n=10)測定を行った。表5に示す通 り、平均粒子径の平均値は0.1127 µm で、CV%は0.4 % であった。図8は体積基準分布の10回測定結果の重 ね書きを示す。

3・2 測定時の注意点

遠心沈降法で信頼性の高いデータを得るための注意点 を列挙する。

① 測定可能粒子径(上限):沈降時に乱流が発生しな

ぶんせき 2021 12



図8 CMP 用シリカ粒子体積基準分布

測定番号	平均径(µm)
1st	0.1125
2nd	0.1131
3rd	0.1123
4th	0.1129
5th	0.1125
6th	0.1131
7th	0.1123
8th	0.1130
9th	0.1135
10th	0.1119
平均径(µm)	0.1127
標準偏差 (µm)	0.0005
相対標準偏差(%)	0.4 %

表5 再現性確認試験(n=10)結果

い Stokes 域の粒子であること。

 ② 測定可能粒子径(下限):ブラウン運動による平均 移動距離が,沈降距離の10%となる粒子径であ る。これ以下の粒子はいくら待っても沈降しない。
 ③ 溶媒粘度選択:粗い粒子を測定するときは,高粘 度分散媒を,軽い粒子を測定するときは,低粘度分 散媒を使うこと。粘度を上げるには,純水の代わり にポリエチレングリコール水溶液を使用すると良い。

- ④ 測定対象となる粒子だけでなく、使用する溶媒の 密度も正確に把握しておく必要がある。また、異な る密度をもつ粒子の混合系は測定できない。
- ⑤ ゲル化(一様沈降法):高濃度サンプルを測定しよ うとすると、濃縮効果によりゲル化することがある。
- ⑥ 校正測定(ラインスタート法):粒子径と密度が既知の粒子を使って、密度勾配液の濃度や液面高さのばらつきなどを校正するために使用する。校正粒子としては、高密度粒子を測定するときは表1のTFS 社製のシリカ粒子を、低密度粒子を測定するときは表のTFS 社製の PSL 粒子を推奨する。

4 結 言

DCP 装置を開発し、単分散の標準シリカ粒子や PSL 粒子を使って性能評価・分解能評価を行った。また、分 布を持つシリカ粒子を測定し、その再現性精度の評価を 行った。その結果、測定対象物が単分散であっても、広 い分布幅を持つものであっても、高い分解能と再現性精 度で測定評価可能であることが確認できた。今後の開 発・商品化されるナノ材料の評価ツールとして期待でき る。

文 献

- 一村信吾,飯島善時,山口哲司,叶井正樹,白川部喜春, 伊藤和輝,藤本俊幸: "分析化学実技シリーズ 分析編 8.ナ ノ粒子計測",(2018),(共立出版).
- 2) JIS Z 8828, 粒子径解析-動的光散乱法 (2017).
- JIS Z 8823-2, 液相遠心沈降法による粒子径分布の測定法-第2部:光透過式遠心沈降法(2016).



山口哲司(Tetsuji YAMAGUCHI) 株式会社堀場製作所科学・半導体製品開発 センター(〒601-8510京都市南区吉祥院 宮の東町2)。広島大学大学院工学研究科 博士課程後期修了。博士(工学)。《現在 の研究テーマ》科学機器製品の研究開発, 特に,ナノ粒子計測装置の開発・設計。 《主な著書》"分析化学実技シリーズ分 析編8.ナノ粒子計測"(日本分析化学会 編),(共立出版)。《趣味》山歩き。 E-mail:tetsuji.yamaguchi@horiba.com

会社ホームページURL:

https://www.horiba.com/jpn/

関連製品ページURL:

https://www.horiba.com/jp/scientific/products-jp/particle-characterization/particle-size-analysis/ details/cn-300-45781/