

光熱変換赤外顕微分光装置 (O-PTIR)

エス・ティ・ジャパンがお届けします!

O-PTIRは、測定対象試料が赤外光を吸収した時に起きる体積の変化を可視レーザーのプロブ光を用いて、その散乱強度変化を赤外スペクトルとして取得する装置です。

O-PTIRでは、従来の顕微FTIRでは測定が困難であった赤外光回折限界を超えた空間分解能 (>500nm) で赤外分析が可能となります。



JASIS 製品説明セミナー

9月3日 (木)

12:30~13:00

メッセ103会議室

「オプティカルフォトサーマル (光熱) 赤外顕微分光光度計の装置と応用」

講師：関西学院大学名誉教授 尾崎幸洋 先生

Jupiter

Solid nebulizer

レーザーアブレーションの
“当たり前”を、もう一段上へ。

fsレーザー、ガルバノ光学系搭載により定量精度を確保したJupiter Solid nebulizer。
新たに機能をアップグレードしました。

新機能

1. 強化された撮像系による高解像度試料観察
2. 片手で試料交換可能な新型スライドセルによる、位置再現性、メンテナンス性の向上
3. スポット径可変 (5~15 μm) *
4. オートローダーによる自動測定 *
5. 新開発2D・3Dソフトウェア (XQuant3D) *
6. 無機有機ハイブリッド分析

*オプション



JASIS 製品紹介セミナー

9月4日 (金)

15:00~15:30

TKP会場No.9

「レーザーアブレーション法を用いた無機元素と有機分子の同時分析」

講師：東京大学大学院教授 平田岳史 先生



Booth No: 5B-101

JASIS 2026に出展いたします。お気軽にお立ち寄りください。



株式会社 エス・ティ・ジャパン

URL: <https://www.stjapan.co.jp>

東京本社 /

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-14-10

TEL: 03-3666-2561 FAX: 03-3666-2658

大阪支店 /

〒540-6127 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー

TEL: 06-6949-8444 FAX: 06-6449-8445

JASIS

Japan Analytical & Scientific Instruments Show

2026




『測る』が支える未来の社会

最先端科学・分析システム &ソリューション展

9月 **02** **03** **04**
WED THU FRI
10:00~17:00
会場 幕張メッセ

入
場
無
料

400社超の出展社による展示と**300件以上のセミナー**を実施!



『WEB事前来場登録』をご利用ください!

ご来場の際は、入場証をカラー印刷してご持参ください

WEB事前来場登録で各会場に直接入場できます!

JASISオフィシャルサイトとWebExpoが一体化。

JASIS

WebExpo

ポイント貯まります!

2026
7/1
WED
10:00

2026
10/30
FRI
17:00

事前来場登録と
WebExpoは
こちら



www.jasis.jp

9/1(火)までに出展社情報を見て貯めたポイントは、**9/2(水)～9/4(金)**に幕張会場の抽選会で使えます!!

出展社400社以上の情報をチェックできる見やすいサイトにリニューアル。前回JASISの人気セミナー動画を多数掲載。
分析機器・科学機器の最新情報が集結します。

主
催



一般社団法人 日本分析機器工業会
Japan Analytical Instruments Manufacturers' Association



一般社団法人 日本科学機器協会
Japan Scientific Instruments Association

後
援

経済産業省、文部科学省、公益社団法人日本分析化学会、
米国大使館 商務部 他(予定)

AX Analytical Transformation

Intelligent Lab, Powering Innovation

島津製作所は、これからの分析を指し示す概念として AX: Analytical Transformation を掲げてきました。

最先端の分析計測機器にロボティクス、AI、IoT 技術を融合し、前処理から測定までの自動化・効率化を進めることで、LAB における属人性を解消し、研究者の創造的な業務を支援しながら、生産性向上とビジネスの発展に貢献する取り組みを続けています。

AX はさらにその先へ。ラボで生まれるデータや知見、分析者の判断、メソッドの設計・更新、解析、判定、改善——。

日々の営みを“学び”としてつなぎ、蓄積し、個々の経験を越えた示唆や提案を生み出す。

ラボをより知的な存在へ進化させ、お客様のイノベーションを加速します。

この革命的な Analytical Transformation が、未来への扉を開き、人々の生活を豊かにする鍵となると確信しています。

JASIS 2026

2026年9月2日[水] - 9月4日[金]

幕張メッセ国際展示場 10:00~17:00

島津ブース：8 ホール 8B-701

Q 島津 JASIS2026

<https://www.an.shimadzu.co.jp/topics/jasis/jasis.htm>



※ 展示会公式サイトにて事前入場登録をお済ませのうえご来場ください。

最新製品が多数！自動化システムの実演展示にも注目！

業界最高水準の分離性能と超高速分析を両立した超高速液体クロマトグラフ「Nexera X4」や、誰でも安定した水質分析を行えるイオンクロマトグラフ「Nexera IC」、GC 開発 70 周年の集大成として世界最高クラスの感度を誇る検出器を搭載したガスクロマトグラフ「Nexis GC-2060」など、最新製品を多数展示いたします。サンプル前処理から分析までを自動化するシステムの実演展示も見どころです。島津製作所がご提案する自動化の最前線を、ぜひブースでご体感ください。

※画像はイメージです



実演展示 LC/LC-MS 自動化対応
自動前処理装置+プレートローダー PL-40



超高速液体クロマトグラフ
NEW Nexera™ X4

創業の高速スクリーニング分析に！



イオンクロマトグラフ
NEW Nexera™ IC

誰でも確実に水質分析！



ガスクロマトグラフ
NEW Nexis™ GC-2060

分析経験に左右されない操作性！



トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計
NEW GCMS-TQ RX シリーズ

多様なニーズに応える柔軟性！

出展予定製品

超高速液体クロマトグラフ
高速液体クロマトグラフ質量分析計
ガスクロマトグラフ
ガスクロマトグラフ質量分析計
ワークステーション/インフォマティクス
フーリエ変換赤外分光光度計
紫外可視分光光度計

原子吸光分光光度計
赤外ラマン顕微鏡
蛍光X線分析装置
X線光電子分光分析装置
電子線マイクロアナライザ
ライフサイエンス関連機器

走査型プローブ顕微鏡
走査電子顕微鏡
マトリックス支援レーザー脱離イオン化-飛行時間型質量分析計
ICP発光分析装置
ICP質量分析計

全有機体炭素計(TOC)
熱分析装置
粉体測定装置
微小圧縮試験機
天びん
カラム&クロマト消耗品


Control What Matters



煩雑性を管理するために設計された
インテリジェントポンプ機能。

当機能は複雑なシステムに安定性をもたらし信頼性向上に貢献します。
インテリジェント機能によりエンジニアは本来注力すべき業務に集中
でき、「高い運転確実性」と「想定外トラブルの最小化」を実現します。
さらに高度な制御機能を組み合わせることで、必要なタイミングで必要
な量を自動調整し、運転管理の効率化と省力化をサポートします。

当社の
ブース番号：
7A-810



**Pressure
Control**



**Vacuum
Control**



**Flow
Control**



**Versatile
Dosing**



当社の最先端インテリジェントポンプ機能の詳細について
は、knf.com/control-what-mattersをご覧ください。

ガステック

校正用ガス調製装置 パーミエーター

PD-1C/PD-1C-2

- 校正用ガスを長期間連続発生可能
- 校正用ガスの濃度調製範囲が広く、簡単に発生可能
- 重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性
- 多くの種類の微量濃度校正用ガスを発生可能
- タッチスクリーンで発生希望ガス濃度を入力すると希釈ガス流量を自動計算
- マスフローコントローラ(ガス流量コントローラ)の搭載により、流量変化を制御



2流路仕様

PD-1C-2

NEW!


校正ガス発生原理

パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調製装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散または蒸発拡散する量が一定となります。そこに空気や窒素などの希釈ガスを一定量送ることにより、微量濃度の校正用ガスを連続的に調製することができます。



1流路仕様

PD-1C



パーミエーションチューブ
*写真は一例です。



ディフュージョンチューブ 3100
単成分の校正用ガスを長期間連続発生するのに適しています。



多成分用ディフュージョンチューブ 3200
一つの流路で同時に4種類の校正用ガスを調製することが可能です。



混合・分岐器 (三方) PD25
二つの流路で調製した校正用ガスを混合することが可能です。また一つの流路で調製した校正用ガスを分岐することも可能です。



混合器 (二方) PD26
混合・分岐器 (三方) PD25と併用することで、ガスの混合を促進します。



サンプリングポート PD27
校正用ガスを調製しながら、その一部を採取することが可能です。



加湿筒 PD28
希釈ガスを連続的に加湿することが可能です。
推奨設定流量: 1L/min 以下



ディフュージョンチューブ D-50
ディフュージョンチューブ保持用二段かご PD23を使用することで、高濃度の校正用ガスが発生可能です。



ディフュージョンチューブ D-50-4
ディフュージョンチューブ保持用二段かご PD23または三段かご PD24を使用することで、高濃度の校正用ガスが発生可能です。



ディフュージョンチューブ保持用二段かご PD23
ディフュージョンチューブ D-50 または D-50-4 を2本収納可能です。



ディフュージョンチューブ保持用三段かご PD24
ディフュージョンチューブ D-50-4 を3本収納可能です。

あらゆる気体の測定に



株式会社 ガステック

SINCE 1970

営業本部: 〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6 電話0467(79)3911(代) Fax.0467(79)3979

西日本営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル 電話06(6396)1041 Fax.06(6396)1043

九州営業所: 〒812-0066 福岡市東区二又瀬11-9/パークサイドスクエア 電話092(292)1414 Fax.092(292)1424



ホームページアドレス: <https://www.gastec.co.jp/>



ブース No.
7A-1001

**2026年9月2日(水)
～4日(金)**
会場：幕張メッセ

日本分光はJASIS 2026へ出展いたします。最新の各種分析機器やアプリケーションを取揃え、皆様のお仕事やご研究にお役立ていただける展示・企画をご用意しております。ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。



出展社セミナー

9月2日(水)	10:15～10:45	国際会議場 105室	【FT-IR・ラマン】このデータ、どう解析しますか? 分析目的に応じた解析ノウハウを一挙公開!
9月2日(水)	11:15～11:45	TKP会場 No.5	【HPLC】クロマトグラムだけじゃない! PDA検出器の基礎と多波長データの活用術
9月3日(木)	15:00～15:30	TKP会場 No.9	【FT-IR・ラマン】この試料、どう測りますか? サンプルに応じた測定ノウハウを一挙公開!
9月4日(金)	15:30～16:00	TKP会場 No.2	【UV-Vis】「なんとなく測定」を卒業! 正しく測るための実践ポイント

TKP：旧アパホテル&リゾート

JASIS WebEXPO 2026

先進機能を搭載したFTIRやレーザーラマン分光光度計、紫外可視近赤外分光光度計、分光蛍光光度計、さらにコンパクトな筐体に技術を凝集した HPLC や LC-MS など各種装置を測定目的に合わせた数多くのアプリケーションと共にご紹介いたします。



JASIS WebEXPO 2026
(JASIS へのご登録が必要です)

光と技術で未来を見つめる

日本分光

日本分光株式会社

〒192-8537 東京都八王子市石川町2967-5
TEL 042(646)4111 内
FAX 042(646)4120

日本分光の最新情報はこちらから

<https://www.jasco.co.jp>

JASCO



分析業務を支える、 確かなpH測定

卓上型水質計 Xシリーズ



研究室でのルーチン測定から
多検体分析まで、
安心して使える
pH測定を実現します。



タッチパネル搭載

大きく見やすい表示で
測定結果を直感的に確認

用途に応じた多種多様なpH電極

標準タイプの他に「つきさし用」、
「微量用」、「流液用」など、
広範囲の用途に対応

ラインアップ

マルチ水質計:MM-43X
pH・イオンメータ:HM-42X
電気伝導率計:CM-42X

省力化を実現する多検体測定システム

マルチ水質計 MM-43X+ターンテーブルTTT-710
多検体pH・電気伝導率測定システム



東亜ディーケーケー株式会社

<https://www.toadkk.co.jp/>

本社/〒169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10 TEL.03(3202)0219

●東京:03(3202)0226 ●大阪:06(6312)5100 ●札幌:011(726)9859 ●仙台:022(353)6591 ●千葉:0436(23)7531
●名古屋:052(485)8175 ●広島:082(568)5860 ●四国:087(831)3450 ●九州:093(551)2727





JASIS2026に出展いたします。極静音の秒速粉碎の実演をご覧ください！
2026年9月2日(水)～4日(金)
幕張メッセ国際展示場 10:00～17:00 入場無料

ブース番号：6B-201

再現性、精度、信頼性。
37年以上の実績と公定法と学術論文。



立体8の字®

商標登録第 6576850号

秒速粉碎機

マルチビーズショツカー®
Multi-beads Shocker®



MB3000シリーズ

☑ 卓上型・省スペース ☒ 極静音設計 40dB以下

製造発売元



安井器械株式会社

本社・工場 〒534-0027 大阪市都島区中野町2-2-8

TEL.06-4801-4831

FAX.06-6353-0217

E-mail:s@yasuikikai.co.jp

<https://www.yasuikikai.co.jp>

©2026 Yasui Kikai Corporation, all rights reserved.

260708



リガク公式キャラクター
Dr.リクシー

見るチカラで、 世界を変える

今を見つめ、未来を照らす。75年の歴史とともに。

今年のリガクブースでは、新製品紹介、実機展示をはじめ、リガクのコア技術を象徴するゴニオメーターの展示、自動化ソリューション、デモ測定・個別分析相談を実施。電池、電子デバイス、医薬品、高分子など幅広い分野のイノベーションを支えるリガクの技術を、ぜひ会場でご体感ください。

分析相談予約受付中！

分析に関するお悩みはありませんか？

リガクの専門家が課題に応じたソリューションをご提案します。ぜひお気軽にご相談ください。

▶ご予約はリガク特設ページにて

出展内容の詳細
分析相談予約はこちら

rigaku.com/jasis2026



JASIS
2026


9/2(水) 3(木) 4(金)

幕張メッセ国際展示場 6ホール

Rigaku

6ホール 入って直進！

6B-1001





高分子材料分析の強力な戦力！

マルチショット・パイロライザー

EGA/PY-3030D

未知試料へ多面的にアプローチ

発生ガス分析や瞬間熱分析などの組み合わせにより
未知試料を多面的に熱分解GC/MS分析

前処理なしで迅速に分析

あらゆる形態のポリマー試料を煩雑な前処理なしで
簡単・迅速に分析

高性能で高信頼

サーモグラムとパイログラムの高い再現性を保証




用途に合わせて選べる関連製品

NEW 異常ピーク解消キット

キャピラリーGC分析における中・高沸点領域の
異常ピーク出現を解消！

NEW Smart 微粒子コレクター

試料水中のマイクロプラスチックを試料カップに直接捕集！
捕集から測定までスムーズなプロセスを実現



NEW 迅速凍結粉碎装置 IQ MILL-2075

簡単操作！扱いやすい卓上型の粉碎装置

静かな作動音…周辺での会話が可能（粉碎時の騒音参考値 55 dB）

短時間 & パワフルに粉碎…高速上下ねじれ®運動による効率的な粉碎

試料に合わせた細かな条件設定…粉碎速度/時間/サイクル数の設定
種類豊富な粉碎子と容器

高分子材料や生体試料などの
粉碎・攪拌・分散に最適



製品情報



ブース番号：7A-501

フロンティア・ラボはJASIS2026に出展します。
熱分解総合分析システムや新製品を多数ご紹介。ご来場をお待ちしております。
2026年9月2日(水)～4日(金) 10:00～17:00 幕張メッセ国際展示場 入場無料

出展社セミナー

9月3日(木) 11:15～11:45 TKP(旧アパ)会場 No.3号室
「新型EGA/PY-7070Dを中核とするパイロライザー技術と周辺装置」

9月4日(金) 14:00～14:30 幕張メッセ会議場 105会議室
「ポリマー熱分解GC分析における不可解なパイログラムに潜む異常ピークの解消法」


フロンティア・ラボ 株式会社

www.frontier-lab.com/jp info@frontier-lab.com

高性能の熱分解装置/金属キャピラリーカラム/粉碎装置の開発・製品化に専念して、洗練された製品をお届けしています

Nishikawa
NISHIKAWA KEISOKU

SparkFlux 2000
Charged Aerosol Detector



SparkFlux 2000

荷電化粒子検出器 (CAD)

- ✓ UV 吸収のない目的成分の分析に最適な HPLC 検出器
- ✓ 不揮発性化合物に対して一貫した応答性
- ✓ ダイレクトコロナ帯電モード (DCCM) により、
従来法より感度と安定性が向上
- ✓ 製薬、バイオ医薬品、化学工業、食品／飲料、天然物、環境、
ライフサイエンスなどさまざまな分野の分析に適用
- ✓ 各社 HPLC に接続可能

製品情報はここから



西川計測株式会社

理化学営業本部 TEL : 045-338-1481

www.nskw.co.jp

VERDER

※ レッチェ / カーボライトはヴァーダー・サイエンティフィックグループです。

再現性を左右する 前処理 に

粉碎・分級 から 焼結・灰化 まで

VERDER のトータルソリューションを JASIS で

Retsch
a VERDER company

粉碎:

高エネルギー粉碎・メカニカルアロイングに
遊星ボールミル PM 300

分級:

ふるい分け・ひょう量・評価 をこの1台で
エアジェットシーブ AS 200 jet pro / pharma

CARBOLITE
a VERDER company

焼結・灰化:

研究から生産工程開発まで幅広く対応
1600°C 卓上型チューブ炉 TF1 16/60/180



JASIS2026 2026年9月2日(水) ~ 9月4日(金)

【展示】

幕張メッセ ホール間連絡通路付近 ブースNo: 6B-603

【セミナー】

9月3日(木) 12:00 - 12:30 104号室

レッチェ

盲点への気づき! 『前処理粉碎』で決まる分析の信頼性 — 食品・材料・PFASなどの環境分析まで

9月4日(金) 12:00 - 12:30 NO.9

カーボライト

盲点への気づき! 『灰化を制する者が分析を制す』— 実践灰化試験の基礎とトラブル回避

JASIS
2026



ENABLING PROGRESS

技術の歴史・選ばれる理由 粉碎・分級・熱処理の

ヴァーダー・サイエンティフィック株式会社

東京 03 6276 0073 | 大阪 06 6655 0003
info@verder-scientific.co.jp | https://verder-scientific.co.jp

お問合せは
ヴァーダー・サイエンティフィックへ



JASIS26 出展

ケモメトリックスソフトウェア
PLS_Toolbox (MATLAB Add-in)

データの検量(Calibration)、バリデーション、モデルの作成(Model)と結果の解釈用グラフィック(Plot)インターフェース、未知データの予測(Prediction)ツールです。MatLab、Excel、GRAMS、ASCII XY他のデータファイルからデータをインポートし、データセットのオブジェクトを組み立てます。

- データの探索とパターン認識
- 判別分析
- 線形および非線形の回帰分析
- 自己モデリング曲線分解、純粋変数法
- データセットの編集と視覚化ツール
- プリプロセス
- クロスバリデーション
- 欠損データのサポート
- 変数選択
- 実験計画法



製作会社: Eigenvektor Research Inc..

株式会社デジタルデータマネジメント

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル
TEL.03-5641-1771 FAX.03-5641-1772
E-mail: tech@ddmcorp.com URL: http://www.ddmcorp.com

NS

NHON SEIMITSU KAGAKU CO., LTD

日本精密科学のプランジャーポンプが
さらに使いやすくなりました!

高品質

高精度

高耐圧

NS pump series

High pressure plunger Pumps



KX504型

KX204型

NRX04型



JASIS2026では各種プランジャーポンプ
充実のラインナップを出展いたします。
ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

日本精密科学株式会社

<https://nihon-exa-sci.com/>



JASIS2026に出展いたします

ご来場の際は当会ブースにお立ち寄りください。

- ・当会主催イベントのご案内
- ・標準物質・技能試験のご案内
- ・出版物のご案内
- ・新規会員の受付
- ・その他、当会事業のご紹介

日本分析化学会製作「元素周期表クリアフォルダ」を配布予定!

※クリアフォルダの配布は先着順になります。
無くなり次第終了となりますのでご了承ください。



公益社団法人 日本分析化学会
The Japan Society for Analytical Chemistry

【ア行】

(株)アmenaテック…………… A7
ヴァーダー・

サイエンティフィック(株)…………… A14
(株)エス・ティ・ジャパン…………… 表紙 4

【カ行】

(株)ガステック…………… A2
(株)ケー・エヌ・エフ・ジャパン…………… A1

【サ行】

(株)島津製作所…………… 表紙 3

JASIS2026…………… 表紙 2

【タ行】

(株)デジタルデータ
マネジメント…………… A10
東亜ディーケーケー(株)…………… A5

【ナ行】

西川計測(株)…………… A13
日本精密科学(株)…………… A10
日本分光(株)…………… A3

【ハ行】

フロンティア・ラボ(株)…………… A12

【ヤ行】

安井器械(株)…………… A6

【ラ行】

(株)リガク…………… A11


製品紹介ガイド…………… A8～9

高周波溶融装置

ビード&フューズサンブラ

高周波誘導加熱を利用した、蛍光 X 線分析用ガラスビードの作成や
ICP/AA 分析のアルカリ融解を行う試料前処理装置

AmenaTech



オートサンブラ機能付タイプ AT-5300

【高周波誘導加熱】

電気炉とは違い、るつぼ自体が発熱するので
加熱効率が良く、短時間で溶融処理ができます。
また、コイルに流れる電流値を精度良くコント
ロールすることで、るつぼの発熱温度を微調整
することができるので、試料と融剤が激しく
反応して試料が飛散することを抑えることが
できます。

【主な特徴】

- ・ 8 種類の溶融レシピを自由に設定
加熱温度・加熱時間・るつぼの揺動回転
- ・ 色々な材質のるつぼの使用が可能
白金・ジルコニウム・ニッケル
特殊アダプタをセットするとアルミなるつぼも使用可

卓上型タイプ AT-5000



株式会社アmenaテック

〒224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-13 メルヴューサガノ 401

TEL : 045-548-6049 e-mail : info@amena.co.jp <https://www.amena.co.jp>

原子スペクトル分析

各種水銀測定装置

日本インスツルメンツ(株)

電話075-748-6200 営業グループ

<https://www.hg-nic.co.jp>

分子スペクトル分析

FTIR用アクセサリーの輸入・製造の総合会社
市販品から特注まであらゆるニーズに対応

(株)システムズエンジニアリング

<https://www.systems-eng.co.jp/>

E-mail: info@systems-eng.co.jp

クロマトグラフィー

ナノカラムからセミ分取カラムまで、豊富なサイズ
逆相 HPLC 用カラム L-column シリーズ

GC 用大口径中空カラム G-column

(一財)化学物質評価研究機構 クロマト技術部

www.cerij.or.jp E-mail: chromat@cerij.jp

ムロマックミニカラム 精度の高いクロマトグラフィー

ムロマックガラスカラム イオン交換反応を可視化

室町ケミカル(株) 電話 03-3525-4792

<https://www.muro-chem.co.jp/>

電気化学分析

電位差自動滴定装置 カールフィッシャー水分計

最大5検体同時測定, FDA Par11対応, DI 対策も安心

メトロームジャパン(株) 電話 03-4571-1743

<https://www.metrohm.jp>

ポテンショスタット・ガルバナスタット

メトローム オートラボやドロップセンスの電気化学装

置なら最大16チャンネル, スクリーンプリント電極の

特注も対応

メトロームジャパン(株) <https://www.metrohm.jp>

質量分析

様々な分析ニーズに応える,
質量分析計 (GC-MS, MALDI-TOFMS, LC-MS) を
使用したソリューションをご提案いたします。

日本電子(株) 電話 03-6262-3575

<https://www.jeol.co.jp/>MALDI-TOF (/TOF), 迅速微生物同定, ESI-QTOF,
FT-ICR, LC-MS/MS, GC-MS/MS, SPR

ブルカージャパン(株) ダルトニクス事業部

電話 045-440-0471

E-mail: info.BDAL.JP@bruker.com

熱分析

反応危険性評価。SYSTAG社 恒温壁熱量計RADEX

熱暴走リスクを短時間でスクリーニング

(株)東京インスツルメンツ

電話 03-3686-4711 <https://www.tokyoinst.co.jp>

分析装置・関連機器

ユニット機器型フローインジェクション分析システム
AQLA-700

測定項目やご使用環境にあわせて機器の組合せが可能

(株)アクアラボ 電話 042-548-2878

<http://www.aqualab.co.jp>XRF分析用ガラスビードの作製及びICP分析のアルカリ
融解処理には、高周波溶融装置ビード&フューズサ
ンプラ

(株)アmenaテック

<https://www.amena.co.jp>英国エレメンタルマイクロアナリシス社製 CHNOS
有機・無機・同位体微量分析用 消耗品・標準物質等アルファサイエンス(株) <http://www.alphascience.jp/>

電話 03-3814-1374 FAX 03-3814-2357

E-mail: info@alphascience.jp

高性能 HPLC/GPC-FTIR インターフェースシステム
新型 LC-CollectIR

(株)エス・ティ・ジャパン

東京 03-3666-2561 大阪 06-6949-8444

<https://www.stjapan.co.jp/>

モジュール式ラマンシステム RAMAN-QE

高感度の小型ファイバ分光器、励起用レーザ、各種ラ
マンプローブを組み合わせたコンパクトなシステムです。

励起レーザ選択や光学系のカスタマイズもご相談ください。

オーシャンフォトリクス(株) <https://www.oceanphotonics.com>電位差自動滴定装置・カールフィッシャー水分計・密
度比重計・屈折計・粘度計・水銀測定装置・熱計測機
器・大気分析装置・水質分析装置・排ガス分析装置

京都電子工業(株) 東京支店 03-5227-3151

<https://www.kem.kyoto/>

高品質・高精度・高耐圧

NSプランジャーポンプシリーズ

日本精密科学(株) 電話 03-3964-1198

<https://nihon-exa-sci.com>赤外顕微鏡における「観る」「測る」「使う」を再構築
顕微赤外測定に新たなイノベーションを創出します。
赤外顕微鏡 IRT-5X / マルチチャンネル赤外顕微鏡
IRT-7X日本分光(株) <https://www.jasco.co.jp>

分析試料の前処理作成用粉碎機 (ドイツ フリッチュ社製)

フリッチュ・ジャパン(株)

電話045-641-8550 (本社)

<https://www.fritsch.co.jp>

立体8の字 秒速粉碎機 マルチビーズショッカー®

ディスプレイで岩石・樹脂・生体等の凍結粉碎も可能。

分析感度UP, 時間短縮, 経費節減に貢献。

安井器械(株) 商品開発部 <https://www.yasuikikai.co.jp/>

研究室用設備機器

分析用超純水のことなら何でもエルガにご相談ください
世界第2位のラボ用超純水装置メーカー エルガラボウォーター
ヴェオリア・ジェネッツ(株) エルガ・ラボウォーター事業部
e-mail: jp.elga.all.groups@veolia.com
https://www.elgalabwater.com

分析用超純水装置は「オルガノ ラボサロン」で検索
日本の技術で業界最高純度の超純水をご提供します
オルガノ(株) 電話03-5635-5191
https://puric.organo.co.jp/

グローブボックスシステム MBRAUN 社製
有機溶媒精製装置 MBRAUN 社製
(株)ブライト 本社 048-450-5770 大阪 072-861-0881
https://www.bright-jp.com E-mail: info@bright-jp.com

試薬・標準試料

認証標準物質 (CRM), HPLC・LC/MS 関連
超高純度試薬 (Ultrapur, Primepure®)
関東化学(株) 電話 03-6214-1090
https://www.kanto.co.jp

研究・産業用の金属/合金/ポリマー/ガラス等 8 万点
取扱サプライヤー
GOODFELLOW CAMBRIDGE LTD 日本代表事務所
電話 03-5579-9285 E-mail: info-jp@goodfellow.com
https://www.goodfellow-japan.jp

X線/中性子解析向けタンパク質結晶作成をあなたのラボで
『C-Kit Ground Pro』XRD:¥50,400 (税抜), ND:¥151,200 (税抜)
(株)コンフォーカルサイエンス 電話 03-5809-1561
http://www.confsci.co.jp

標準物質は当社にお任せください！
海外 (NIST, IRMM, BAS, MBH, Brammer, Alcoa 等)
国内 (日本分析化学会, 産総研, 日環協等)
各種標準物質を幅広く, また, 分析関連消耗品も各種取り
扱っております。是非, ご相談ください！
西進商事(株) https://www.seishin-syoji.co.jp

RESEARCH POLYMERS
(株)ゼネラルサイエンス コーポレーション
電話 03-5927-8356(代) FAX 03-5927-8357
https://www.shibayama.co.jp
E-mail: gsc@shibayama.co.jp

お求めの混合標準液を混合成分から検索できる！
農薬・動物用医薬品 混合標準液検索
WEBページで「和光 農薬 検索」で検索！
試薬でお困りの際は当社HPをご覧ください。
富士フイルム和光純薬(株)

書籍

機械学習による分子最適化
— 数理と実装 —
梶野 洸 著 A5判 312頁 定価3,520円 (税込)
(株)オーム社 https://www.ohmsha.co.jp

基本分析化学 —イオン平衡から機器分析法まで—
北条正司, 一色健司 編著
B5判 260頁 定価3,520円 (税込)
三共出版(株) 電話 03-3264-5711
https://www.sankyoshuppan.co.jp/

Primary大学テキスト これだけはおさえたい化学 改訂版
大野公一・村田滋・齊藤幸一 他著
B5判 248頁 フルカラー 定価2,530円 (税込)
大学初年次での化学を想定。高校の復習から大学で必要な知識へのテキスト。
実教出版(株) 電話03-3238-7766 https://www.jikkyo.co.jp/

Pyrolysis-GC/MS Data Book of Synthetic Polymers
合成高分子の熱分解 GC/MS ハンドブック
Tsuge, Ohtani, Watanabe 著 定価47,300円 (税込)
163種の合成高分子の熱分解 GC/MS, また33種の縮合系
高分子には反応熱分解 GC/MS も測定したデータ集。
(株)デジタルデータマネジメント 電話 03-5641-1771

TOF-SIMS: Surface Analysis by Mass Spectrometry
John C. Vickerman and David Briggs 著 B5・定価51,700円 (税込)
二次イオン質量分析法の装置と試料の取扱い, 二次イオン
形成のメカニズム, データ解析アプリケーション例など
(株)デジタルデータマネジメント 電話 03-5641-1771

Surface Analysis by Auger and X Ray Photoelectron Spectroscopy
David Briggs and John T. Grant 著 B5・定価51,700円 (税込)
表面分析に欠かせない AES と XPS 法の原理, 装置, 試料の扱い,
電子移動と表面感度, 数量化, イメージング, スペクトルの解釈な
ど。(Surface Spectra, Ltd.)
(株)デジタルデータマネジメント 電話 03-5641-1771

第3巻「永久磁石の保磁力と関連する技術課題」
徳永雅亮, 山本日登志 著
B5判・118頁, 定価: ¥2,300+送料
ネオジコンサル 電話 090-2204-7294
https://hitoshiad26.sakura.ne.jp

改訂6版 分析化学データブック
日本分析化学会編 ポケット判 260頁 定価1,980円(税込)
丸善出版(株) 電話 03-3512-3256
https://www.maruzen-publishing.co.jp

セミナー・試験

海外技能試験の輸入代行サービス
西進商事(株)
神戸 078-303-3810 東京 03-3459-7491
https://www.seishin-syoji.co.jp/

累計受講者750名超! 複数講師の丁寧な指導で大好評の
分析化学不確かさセミナー開催。オンライン参加も可。
日本電気計器検定所 (JEMIC) 電話03-3451-1205
https://www.jemic.go.jp
E-mail: kosyukai-ky@jemic.go.jp

「本ガイド欄」への掲載については下記にお問合せください。
(株)明報社
電話 03-3546-1337 E-mail: info@meihosha.co.jp